


Bombas Centrífugas modelo Pharma

Indústrias Farmacêuticas e Cosméticas



Modelo RP

- Água purificada
- Xaropes farmacêuticos
- Água desmineralizada
- Solução CIP
- Líquidos farmacêuticos
- WFI

Características Técnicas

Materiais:

Partes em contato com o produto em aço inoxidável AISI 316-L. Vedações em EPDM, Viton ou Silicone conforme FDA. Materiais rastreados e certificados.

Rotor:

Aberto com três pás.

Acabamento superficial:

Polimento mecânico Ra máximo 0,50 µm, SFF1.

Selo mecânico:

Simples ou Duplo.

Carvão x Inox ou Tungstênio x Tungstênio.

Conexões:

Tipo Clamp.

Acionamento:

Motor elétrico acoplado diretamente na bomba. O eixo da bomba é sobreposto ao eixo do motor, facilitando a manutenção.

Motor com capa de proteção em aço inoxidável polido.

Montagem:

Sobre pés em aço inoxidável. Alternativa sobre carrinho com chave de partida liga-desliga.

- ✓ Vazões até 120 m³/h e pressões até 100 m.c.a.
- ✓ Materiais rastreados e certificados conforme ASME BPE e FDA.
- ✓ Acabamento superficial Ra ≤ 0,50 µm, SFF1.
- ✓ Aceitam CIP.

Modelo	Bitolas (pol.)	Vazão Máx. (m³/h)	AMT (mca)
RP-140	1.1/2" x 1.1/2"	35	20
RP-260	2" x 1.1/2"	60	49
RP-280	2" x 1.1/2"	60	88
RP-380	3" x 2"	180	100
RP-410	4" x 4"	230	85
RP-411	6" x 4"	270	75

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações sem prévia comunicação.